
Coagulation Forceps



Monopolar Ø 5 mm



FOCUS ON BETTER SOLUTIONS



DE Die zerlegbare monopolare Koagulationszange ist ein wiederverwendbares Instrument für den Einsatz in der Laparoskopie zum Greifen und Schneiden von Gewebe bei gleichzeitiger monopolarer Koagulation. Die leichte und schnelle Zerlegbarkeit ermöglicht den Einsatz verschiedener Elektroden, erleichtert die Reinigung und erhöht die Reparaturfreundlichkeit.

EN The monopolar coagulation forceps which can be dismantled is a reusable instrument to be used for laparoscopy for grasping and cutting the tissue with simultaneous monopolar coagulation. The easy dismantling enables the use of different electrodes, facilitates cleaning and the execution of repair work.

01 Bequeme 360° Einhandbedienung für genaue Positionierung der Elektrode.
Convenient 360° one-hand operation for precise positioning of the electrode.

02 Zuschalbare Sperre.
Switchable lock.

Monopolare Koagulationszange Ø 5 mm
Monopolar Coagulation Forceps Ø 5 mm

Peek Handgriff
Peek handle

82620000

Schaft
Shaft

82651030

PEEK Handgriff mit zuschalbarer Sperre
Peek handle with switchable ratchet

82620500



max
2
kVp

137

95

1

**Erbe T-Serie,
Martin,
Berchtold**

3m 80100014
5m 80100016

**Bovie, Valleylab
Conmed**

3m 80100215
5m 80100221

**Martin,
Berchtold**

3m 80100031
5m 80100331

Erbe ACC/ICC

3m 80100114
5m 80100115

Stecker geschützt
Stecker geschützt

Monopolare Elektrodeneinsätze
 Monopolar Electrode Inserts

DE Die Vielzahl verschiedener Elektroden einsätze deckt praktisch alle üblichen Anwendungen ab.

EN The wide range of electrode inserts covers virtually all common applications.

Kocher Fasszange 2x3 Zähne
Kocher grasping forceps, 2x3 teeth



82650001

Maryland Faßzange
Maryland grasping forceps



82650002

Mixer Fasszange 90°, kreuzgerieft
Mixer grasping forceps 90°, cross-serrated



82650003

Fasszange 40 mm, einfach beweglich
Grasping forceps 40 mm, single action



82650140

Fasszange 20 mm
Grasping forceps 20 mm



82650150

Fasszange, leicht gebogen, einfach beweglich
Grasping forceps, slightly curved, single action



82650153

Babcock Faßzange
Babcock grasping forceps



82650009

Fasszange 12 mm
Grasping forceps 12 mm



82650010

Kelly-Fasszange, kreuzgerieft
Kelly-grasping forceps, cross-serrated



82650012

Allis Fasszange 2x4 Zähne
Allis grasping forceps 2x4 teeth



82650154

Fasszange mit aggressiver Zahnung, gelocht
Grasping forceps with aggressive teeth, perforated



82650166

Kelly-Fasszange, kreuzgerieft, kurz
Kelly-grasping forceps, cross-serrated, short



82650172

Fundus Fasszange
Fundus grasping forceps



82650014

Metzenbaumschere, gebogen, gezahnt, 15 mm
Metzenbaum Scissor, curved, serrated, 15 mm



82650100

Fasszange, einfach beweglich
Grasping forceps, single action



82650107

Prestige Fasszange mit Löffel, wellenförmig
Prestige grasping forceps with spoon, waved



82650176

Präparierzange, fein, rechts gebogen, kreuzgerieft
Dissecting forceps, fine, curved right, cross serrated



82650190

Fasszange atraumatisch, wellenförmig
Grasping forceps atraumatic, waved



82650216

Fasszange, kreuzgerieft, einfach beweglich
Grasping forceps, cross-serrated, single action



82650109

Fasszange, langes feines Maul
Grasping forceps, long fine jaw



82650117

Krallengreifer 2x3 Zähne, einfach beweglich
Claw claws, 2x3 teeth, single action



82650118

Metzenbaumschere, gebogen, glatt, 15 mm
Metzenbaum Scissor, curved, smooth, 15 mm



82650230

Fasszange 12 mm, einfach beweglich
Grasping forceps 12 mm, single action



82650236

Fasszange mit aggressiver Zahnung
Grasping forceps with aggressive teeth



82650120

Metzenbaumschere, gerade, gezahnt, 11 mm
Metzenbaum Scissor, straight, serrated, 11 mm



82650123

Fasszange 20 mm, einfach beweglich
Grasping forceps 20 mm, single action



82650136



CE 0297

Günter Bissinger
Medizintechnik GmbH
Hans-Theisen-Str.1
79331 Teningen/Germany
—
T +49 7641 9 14 33 0
F +49 7641 9 14 33 33
info@bissinger.com
www.bissinger.com

Bissinger – bessere Lösungen im Blick
Bipolare und monopolare Instrumente
Zubehör für die Elektrochirurgie
Chirurgische Instrumente
Entwicklung von Instrumenten auf
Kundenwunsch
Service und Reparaturen

Bissinger – Focus on better solutions
Bipolar and monopolar instruments
Accessories for electrosurgery
Surgical instruments
Design and development of instruments
to customer specifications
Service and repair