



**Monopolares Resektoskop**  
**Monopolar Resectoscope**



**NEW  
MONOPOLAR**

# Monopolares Resektoskop

## Monopolar Resectoscope

zum Schneiden und Koagulieren in der transurethralen Resektoskopie

for cutting and coagulation in transurethral resectoscopy




Ergonomische Form  
Ergonomic shape



Schlinge 60° gewinkelt  
**Loop 60° angled**  
Ciseaux courbés 60°  
**Tijeras curvas 60°**  
Forbici curve 60°  
**82600306**



Schlinge 90° gewinkelt  
**Loop 90° angled**  
Ciseaux courbés 90°  
**Tijeras curvas**  
Forbici curve  
**82600314**



Kugel  
**Ball**  
Pince courbée  
**Pinzas curvas**  
Pinza curva  
**82600310**



Kugel  
**Ball**  
Pince courbée  
**Pinzas curvas**  
Pinza curva  
**82600312**



Messer  
**Knife**  
Pince de préhension, courbée  
**Pinza de agarre curva**  
Pinza da presa, curva  
**82600308**

	Art. No.	
	82600302	Arbeitselement monopolar, passiv Working element monopolar, passive
	82600304	Arbeitselement monopolar, aktiv Working element monopolar, active
	86710034	Dauerspülschaft mit 2 Hähnen, 24 Charr. Continuous flow sheath with 2 stopcocks for in- and outflow, 24 Fr.
	86710036	Spülschaft mit 1 Hahn, 24 Charr. Sheath with 1 stopcock for inflow, 24 Fr.
		Dauerspülschaft Continuous flow sheath,
	86710038	Aussenschaft mit 2 Hähnen, drehbar, 26 Charr. exterior tube with 2 stopcocks for in- and outflow, rotatable, 26 Fr.
	86710039	Innenschaft mit Keramikspitze, drehbar, 24 Charr. interior tube with ceramic tip, rotatable, 24 Fr.
	86710037	Obturator Obturator
	30-0564-00	Zystoskop Ø 4mm, l=302, 30°/70°, autoklavierbar Cystoscope Ø 4mm, l=302, 30°/70°, autoclavable
	30-0567-00	Zystoskop Ø 4mm, l=302, 0°, autoklavierbar Cystoscope Ø 4mm, l=302, 0°, autoclavable
	30-0681-00	Zystoskop Ø 4mm, l=302, 12°/60°, autoklavierbar Cystoscope Ø 4mm, l=302, 12°/60°, autoclavable



**Bissinger – bessere Lösungen im Blick**

Bipolare und monopolare Instrumente  
 Zubehör für die Elektrochirurgie  
 Chirurgische Instrumente  
 Entwicklung von Instrumenten auf  
 Kundenwunsch  
 Service und Reparaturen

**Bissinger – Focus on better solutions**

Bipolar and monopolar instruments  
 Accessories for electrosurgery  
 Surgical instruments  
 Design and development of instruments  
 to customer specifications  
 Service and repair



Erbe T-Serie, Martin, Berchtold 	3 m	Art. No. 80100314
	5 m	Art. No. 80100324
Bovie, Valleylab, Conmed 	3 m	Art. No. 80100320
	5 m	Art. No. 80100340
Martin, Berchtold 	3 m	Art. No. 80100316
	5 m	Art. No. 80100326
Erbe ACC/ICC 	3 m	Art. No. 80100330
	5 m	Art. No. 80100360

**CE 0297**

**Günter Bissinger**

**Medizintechnik GmbH**

Hans-Theisen-Str.1  
 79331 Teningen/Germany  
 Tel. +49 7641 9 14 33 0  
 Fax +49 7641 9 14 33 33  
 eMail: [info@bissinger.com](mailto:info@bissinger.com)  
 Internet: <http://www.bissinger.com>