


Monopolare Elektroden für die MIC
Monopolar electrodes for MIS



Monopolare Wechsel-Elektroden
Exchangeable monopolar electrodes



Handgriff mitt Spannschaft Handle incl. shaft	Art. Nr. / Art. No.
32 cm	85900000
40 cm	85900040
45 cm	85900045



Gegen den hohen Verschleiß von Elektroden beim Präparieren, Koagulieren und Schneiden von Gewebe hat Bissinger das Konzept der auswechselbaren Elektrodenspitzen entwickelt: In ein robustes, langlebiges Griffteil können je nach Einsatzbereich verschiedene, einfach auszuwechselnde Elektrodenspitzen eingesetzt werden. Sind diese abgenutzt, werden sie kostengünstig durch neue ersetzt.







Die Elektrodengriffe können mit entsprechenden Kabeln an praktisch alle gängigen HF-Generatoren angeschlossen werden.

Das Griffteil lässt sich spielend zerlegen, so können die drei Einzelteile problemlos gereinigt und resterilisiert werden.

To prevent high wear of the electrodes during the dissection, coagulation and cutting of tissues, Bissinger has developed the concept of exchangeable electrode tips. Depending on the application, easily exchangeable electrode tips can be inserted into robust and long-life handles. If the tips are worn, they are replaced by new ones which reduces costs.

The electrode handles can be connected with corresponding cables to nearly all common highfrequency generators.

The handle can be dismantled in next to no time, and the three components can easily be cleaned and sterilised again.

Elektrode / Electrode	Art. Nr. / Art. No.
 J-Haken / J-hook	85900100
 L-Haken / L-hook	85900200
 Spatel / Spatula	85900300
 Nadel / Needle	85900400
 Kugel / Ball	85900500
 Messer / Blade	85900600








Bissinger – bessere Lösungen im Blick

Bipolare und monopolare Instrumente
 Zubehör für die Elektrochirurgie
 Chirurgische Instrumente
 Entwicklung von Instrumenten auf
 Kundenwunsch
 Service und Reparaturen

Bissinger – Focus on better solutions

Bipolar and monopolar instruments
 Accessories for electrosurgery
 Surgical instruments
 Design and development of instruments
 to customer specifications
 Service and repair



Stecker generatorseitig Plug, generator side	Länge Length	
Erbe T-Serie, Martin, Berchtold 	3m	80100014
	5m	80100016
Bovie, Valleylab, Conmed 	3m	80100215
	5m	80100221
Martin, Berchtold 	3m	80100031
	5m	80100331
Erbe ACC/ICC 	3m	80100114
	5m	80100115

CE 0297

Günter Bissinger

Medizintechnik GmbH

Hans-Theisen-Str.1
 79331 Teningen/Germany
 Tel. +49 7641 9 14 33 0
 Fax +49 7641 9 14 33 33
 eMail: info@bissinger.com
 Internet: <http://www.bissinger.com>