


82710300

Bipolare Koagulationszange mit Messer POWEREDGE, Klinge



Technische Daten

Maße und Gewichte

Grundeigenschaften

Reinigung und Wiederaufbereitung

Wiederverwendbar	Nein
Manuelle Wiederaufbereitung	Nein

Zulassungen

Richtlinie 93/42 EWG	Klasse IIb
Verordnung (EU) 2017/745	N/A
FDA Zulassung	N/A

Zusätzliche Produktinformation

Verpackungseinheit	20
GTIN	04250418737517