85718310

BiTech Bipolare Schere













Technische Daten

Maße und Gewichte

Gesamtlänge	180 mm
Gesamtlänge in cm	18 cm
Grundeigenschaften	
Scherenblatt	Supercut
Scherengriff	gerade
Reinigung und Wiederaufbereitung	
Wiederverwendbar	Ja
Manuelle Wiederaufbereitung	Ja, bezogen auf IFU
Waschmaschine	95 ℃
Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C
Zulassungen	
Richtlinie 93/42 EWG	Klasse IIb
Verordnung (EU) 2017/745	N/A
FDA Zulassung	Klasse II
Zusätzliche Produktinformation	
Zubehörbemessungsspannung	max. 300 Vp
	1
GTIN	04250418724449