

85620420

MICRODOME Bipolare Koagulationselektrode



Technische Daten

Maße und Gewichte

Gesamtlänge	130 mm
Gesamtlänge in cm	13 cm
Durchmesser	2 mm

Grundeigenschaften

Elektrodenform	Kuppel
Ausführung	gewinkelt 20°

Reinigung und Wiederaufbereitung

Wiederverwendbar	Ja
Manuelle Wiederaufbereitung	Ja, bezogen auf IFU
Waschmaschine	95 °C
Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C

Zulassungen

Richtlinie 93/42 EWG	Klasse IIb
Verordnung (EU) 2017/745	N/A
FDA Zulassung	N/A

Zusätzliche Produktinformation

Zubehörbemessungsspannung	max. 250 Vp
Verpackungseinheit	1
GTIN	04250418736596