

85900300

Monopolare Elektrode für die MIC



## Technische Daten

### Maße und Gewichte

Durchmesser 5 mm

### Grundeigenschaften

Elektrodenform Spatel

### Reinigung und Wiederaufbereitung

Wiederverwendbar Ja

Manuelle Wiederaufbereitung Ja, bezogen auf IFU

Waschmaschine 95 °C

Autoklav-Sterilisation max. 137 °C

### Zulassungen

Richtlinie 93/42 EWG Klasse IIb

Verordnung (EU) 2017/745 N/A

FDA Zulassung N/A

### Zusätzliche Produktinformation

Zubehörbemessungsspannung max. 2 kVp

Verpackungseinheit 1

GTIN 04250418724746